## Rollstuhlrampe / Flächenrampe leicht





## Produkteigenschaften

- halbmobile starre Flächenrampe
- in der Höhe flexibel nutzbar
- leichtes Aluminium
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- leicht zu bewegen
- einfach zu lagern
- einfach in der Nutzung
- optimal für Ladengeschäfte
- sichere Auflagefläche oben
- GS-geprüfte Qualität

hni		

	Modell				
	120	180	240		
Länge	120 cm	180 cm	240 cm		
Breite außen	77 cm	77 cm	77 cm		
Breite innen	70 cm	70 cm	70 cm		
Tragkraft	275 kg	275 kg	275 kg		
Gewicht	11,3 kg	15,9 kg	21,2 kg		
Material Rampe	Aluminium	Aluminium	Aluminium		
Material Fahrfläche	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung	Aluminium Riffelung		
Höhe seitliche Kante	4 cm	4 cm	4 cm		
Griff	nein	nein	nein		
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	24 cm	36 cm	48 cm		
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0074	22.50.01.0074	22.50.01.0074		
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0004	50.45.11.0004	50.45.11.0004		
Preis (inkl. MwSt. inkl. Versand)	€229,00	€339,00	€499,00		

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Güterstraße 55 54295 Trier Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80 E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-flaechenrampe-leicht.html