


Rollstuhlrampe / Schwellenkeil Gummi



Fotos



Produkteigenschaften

- Gummirampe für kleine Stufen und Schwellen
- extrem stabil da Vollgummi
- auf Untergrund anklebbar
- wetterfest
- rutschsichere Oberfläche
- fest an Stufe oder Schwelle montierbar
- sehr sichere Nutzung
- einfach in der Handhabung
- optimal zur täglichen Nutzung
- mit sicherer Breite
- GS-geprüfte Qualität

Technische Daten

	Modell							
	08 / 08	15 / 15	15 / 20	15 / 25	20 / 30	20 / 35	20 / 40	25 / 45
Länge	8cm	15cm	15cm	15cm	20cm	20cm	20cm	25cm
Höhe	0,8cm	1,5cm	2,0cm	2,5cm	3,0cm	3,5cm	4,0cm	4,5cm
Breite	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
Tragkraft	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg
Gewicht	0,3kg	1,0kg	1,3kg	1,7kg	2,6kg	3,0kg	3,5kg	4,8kg
Material	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi	Vollgummi
Höhe seitliche Kante	0cm	0cm	0cm	0cm	0cm	0cm	0cm	0cm
Griff	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Befestigung	klebbar	klebbar	klebbar	klebbar	klebbar	klebbar	klebbar	klebbar
Geeignet bis Höhe (bei 20% Steigung)	0,8cm	1,5cm	2,0cm	2,5cm	3,0cm	3,5cm	4,0cm	4,5cm
Hilfsmittelnummer	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092	22.50.01.0092
Pflegehilfsmittelnummer	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014	50.45.11.0014
Preis je Stück (inkl. MwSt. inkl. Versand)	39,00 €	49,00 €	49,00 €	59,00 €	59,00 €	69,00 €	79,00 €	99,00 €

barrierefrei.de Onlineshop GmbH

Güterstraße 55
54295 Trier

Telefon: +49 (0)6 51/ 17 08 14 80

E-Mail: kontakt@barrierefrei.de

Internet:

<https://barrierefrei.de/rollstuhlrampe-schwellenkeil-gummi.html>